


SANIWORLD S.r.l.	Fascicolo Tecnico	All.02
	MASCHERE FACCIALI AD USO MEDICO	Rev.00
		Data 09/10/2020
	Scheda Tecnica	Pag. 1 a 1

Maschere facciali ad uso medico – SANIMASK		
Dispositivo Medico di Classe I	Codice	T020601
CND T020699 - Mascherine chirurgiche - Altre	RDM	2010367
Inseire foto mascherina	Descrizione	Maschere facciali ad uso medico, non sterili. Tipo IIR (in accordo con EN 14683:2019), resistenti agli schizzi.
	Taglia	Unica
	Destinazione d'uso	Destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi dal personale ai pazienti durante le procedure chirurgiche e altre attività mediche con requisiti simili. Sono, inoltre, destinate a ridurre l'emissione di agenti infettivi dal naso e dalla bocca di un portatore asintomatico o di un paziente con sintomi clinici.
	Materie prime	- Inserire materie prime
	Specifiche tecniche	Mascherine composte da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TNT SPUNBOND</li> <li>- MELTBLOWN</li> <li>- BARRETTA STRINGINASO</li> <li>- ELASTICO</li> </ul> DIMENSIONI : 9.50 cm X 17.50 cm
Conformità	Regolamento (UE) 2017/745; ISO 10993-1:2018; UNI EN 14683:2019	
Confezionamento	Le mascherine vengono vendute confezionate all'interno di busta in poliaccoppiato.	
Smaltimento	In caso di guasto o usura dei materiali, smaltire secondo le normative vigenti.	
	<b>SANIWORLD Srl</b> Viale Mazzini, 82 64011 Alba Adriatica (TE) C.F. e P.Iva: 02071730671	 SANIWORLD S.r.l. Via Mazzini 82, 64011, Alba Adriatica (Teramo) Italy